



## 建議電腦規格

為有效執行易儀科技的量測儀器，建議使用的電腦規格如下：

處理器	Intel Core i3 以上
作業系統	相容 Windows 7 以上
記憶體	4G 以上
螢幕	14"以上
配件	如需播放心音，需有重低音喇叭或耳機，響應頻率最低可達 20Hz
附註	<ol style="list-style-type: none"> <li>參考機型：<a href="#">ASUS VivoBook S14 S410UN</a></li> <li>本文適用儀器： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 心電圖、心音、血氧整合教學套件 (EZ-BIO-02-C1-E)</li> <li>● 心電圖教學套件 (EZ-BIO-01-S1-E)</li> <li>● 複合式生物光電化學量測儀 (EZ-CHEM-01-C1-E)</li> </ul> </li> </ol>