




易儀科技與您一起探索世界!

# 動手實驗真Easy!!!

## 光度計&酸鹼度計學習套件系列

### 簡易光度計學習套件


- 可用於光能轉電能觀察、植物色素的吸收光譜、葉綠素螢光等生物光電的實驗
- 不需組裝，直接外接三用電表即可量測
- 內含: 電路板、電阻、電池、電容、運算放大器OP、LED、Photodiode、比色管及載台等零件



\*本套件不含三用電表可自行準備或加購。

### 簡易酸鹼度計學習套件


- 了解離子濃度差形成電位，用於檢測酸鹼度的原理
- 可用於量測酸鹼度、濃差電池等實驗
- 不需組裝，直接外接pH玻璃電極(或其他感測器)及三用電表即可量測
- 內含: 電路板、電阻、電池、電容及運算放大器OP等電子零件



\*本套件不含pH玻璃電極與三用電表，可自行準備或加購。

### 簡易光度計-麵包板學習套件


- 可用於光能轉電能觀察、植物色素的吸收光譜、葉綠素螢光等生物光電的實驗
- Step by step 自行組裝簡易光度計
- 內含: 麵包板、電阻、電池、運算放大器OP、LED及Photodiode、比色管及載台等零件



\*本套件不含三用電表，可自行準備或加購。

### 簡易酸鹼度計-麵包板學習套件

- 藉由自行組裝，可學習基礎的電學知識，了解離子濃度差形成電位，用於檢測酸鹼度的原理
- 可用於量測酸鹼度、濃差電池等實驗
- Step by step 自行組裝簡易酸鹼度計
- 內含: 麵包板、電阻、電池、運算放大器OP、BNC接頭及接線等電子零件



\*本套件不含pH玻璃電極與三用電表，可自行準備或加購。



易儀科技有限公司 EzInstrument Technology Co., Ltd.

Tel: 03-5751256 Fax: 03-5733458

Email: service@ezinstrument.com <http://www.ezinstrument.com>

新竹市30013光復路二段101號創新育成中心108R